

- Pentru a goli separatorul de apă, rotiți și trageți vasul din carcasa filtrului. Goliți vasul (figura 3 & 4) și montați separatorul (figura 1).
- Înlocuiți întregul separator de apă o dată pe lună, sau mai des, dacă aparatul principal o indică.

Curățarea

- Separatorul de apă nu conține piese care pot fi curățate.

Precauții

- În carcasa filtrului nu trebuie să pătrundă detergenți.
- Nu forțați aerul să treacă prin separatorul de apă.

Russkij

Функция и назначение

Водоотделители Artema Technology DRYLINE™ II защищают газоанализаторы от влаги, выделений, пыли и бактериального заражения. Они могут использоваться только подготовленным медицинским персоналом для анестезии и интенсивной терапии.

Подготовка к использованию

- Аккуратно вставить водоотделитель, выравнив его в приёмнике (рис. 1). Фиксирующий механизм должен полностью войти в зацепление. Потянув, проверить жёсткое положение водоотделителя.
- Подсоединить Artema Technology DRYLINE™ Sampling Line, Adult (бесцветная трубка) к порту для отбора образцов газа.
- Выполнить предварительную проверку (обратиться к руководству по использованию основного устройства).

Предупреждение

- Запрещено каким-либо образом модифицировать данное оборудование.
- К водоотделителю следует подключать только линии для отбора газа Artema Technology, предназначенные для взрослых пациентов. Подсоединение других трубок (например, внутривенных линий) также может быть возможным, однако это может привести к причинению вреда пациенту.
- Нельзя использовать с Artema Technology DRYLINE™ Sampling Line, Neonate (голубая трубка).
- Обращайтесь с содержимым водоотделителя так же, как обращаетесь с другими жидкостями организма.

Опорожнение или замена водоотделителя

- При нормальных условиях использования (37°C, отн. влажность — 100%) максимальный интервал между опорожнениями составляет 17 часов (200 мл/мин) или 26 часов (120 мл/мин).
- Чтобы извлечь водоотделитель, требуется его потянуть, нажав кнопку освобождения на приёмнике (рис. 2).
- Чтобы опорожнить водоотделитель, требуется потянуть контейнер, повернув его по отношению к корпусу фильтра. Опорожнить контейнер (рис. 3 & 4) и установить водоотделитель на прежнее место в приёмнике (рис. 1).
- Требуется заменять водоотделитель ежемесячно или чаще (при соответствующих показаниях основного устройства).

Очистка

- Никакие части водоотделителя очистке не подлежат.

Предупреждение

- Не допускать попадания очищающего средства в корпус фильтра.
- Нельзя продувать водоотделитель.

Сlovenčina

Funkcija a určené použitie

Odlučovač vody Artema Technology DRYLINE™ II chráni analyzátory plynov pred vlhkosťou, sekrétmi, kontaminovaním baktériami a prachom. Je určený na nepretržité používanie v anestézii a intenzívnej starostlivosti výlučne školeným zdravotníckym personálom.

Pokyny pred použitím

- Odlučovač vody nainštalujete priložením zarovno s priehradkou a jemným zatlačením na svoje miesto (obrázok 1). Potiahnutím odlučovača vody sa presvedčte, či je blokovací mechanizmus úplne zapadnutý. Odlučovač vody by mal pevne dosadať.
- Pripojte Artema Technology DRYLINE™ Sampling Line, Adult (bezfarebná trubička) do výstupu na odoberanie vzoriek plynu.
- Vykonajte test pred používaním (pozrite si pokyny pre používanie hostiteľského prístroja).

Výstraha

- Nie sú dovolené žiadne úpravy tohto zariadenia.
- Pripájajte k odlučovaču vody iba vedenia na odoberanie vzoriek plynu pre dospelých Artema Technology. Je možné pripevniť aj iné trubičky, napr. intravenózne vedenia, avšak toto by mohlo mať za následok poranenie pacienta.
- Nepoužívajte s Artema Technology DRYLINE™ Sampling Line, Neonate (modrá trubička).
- S obsahom nádobky na zachytávanie vody manipulujte ako s každou telesnou tekutinou.

Vyprázdňovanie/výmena odlučovača vody

- Maximálny vyprázdňovací interval počas normálneho používania (37°C, 100% RH) je 17 hodín pri rýchlosti 200ml/min. a 26 hodín pri rýchlosti 120 ml/min.
- Ak chcete odlučovač vody odstrániť, stlačte uvoľňovacie tlačidlo na priehradke a odlučovač vody vytiahnite (obrázok 2).
- Na vyprázdnenie odlučovača vody skráťte a potiahnite nádobu voči puzdru filtra. Vyprázdnite nádobu (obrázok 3 & 4) a opätovne nainštalujte odlučovač vody (obrázok 1).
- Vymieňajte celý odlučovač vody každý mesiac alebo častejšie, ak to signalizuje hostiteľský prístroj.

Čistenie

- Žiadne časti odlučovača vody nie sú určené na čistenie.

Výstraha

- Zabráňte, aby sa do puzdra filtra dostal čistiaci prostriedok.
- Cez odlučovač vody nikdy nepreháňajte vzduch.

Slovenščina

Delovanje in namenska uporaba

Lovilnik vode Artema Technology DRYLINE™ II varuje analizatorje plina pred vlago, izločki, bakterijsko okužbo in prahom. Namenjen je neprekinjeni uporabi pri anesteziji in intenzivni negi, z njim pa lahko rokuje izključno usposobljeno medicinsko osebje.

Navodila pred uporabo

- Za namestitev lovilnika vode poravnajte ročaj in nežno potisnite na svoje mesto (slika 1). Prepričajte se, ali se je zaporni mehanizem do konca zaskočil, in sicer tako, da potegnete za lovilnik vode, ki se ne sme premakniti.
- Povežite Artema Technology DRYLINE™ Sampling Line, Adult (brezbarvna cev) z odprtino za vzorčenje plina.
- Izvedite test pred uporabo (glejte Navodila za uporabo instrumenta).

Opozorilo

- Spreminjanje te opreme ni dovoljeno.
- Z lovilnikom vode povežite le Artema Technology linije za vzorčenje plina za odrasle. Druge cevi, npr. IV-linije, bi bilo sicer mogoče pritrditi, vendar bi to lahko imelo za posledico poškodbo pacienta.
- Ne uporabljajte z Artema Technology DRYLINE™ Sampling Line, Neonate (modra cev).
- Z vsebino lovilca vode ravnajte tako, kot ravnate s katero koli telesno tekočino.

Praznjenje/zamenjava lovilnika vode

- Najdaljši interval praznjenja med normalno uporabo (37 °C, 100 % RV) je 17 ur @200ml/min in 26 ur @120 ml/min.
- Za odstranitev lovilnika vode pritisnite gumb za sprostitev na posodi in izvlecite lovilnik vode. (Slika 2).
- Za praznjenje lovilnika vode obrnite in potegnite vsebnik glede na ohišje filtra. Izpraznite vsebnik (slika 3 & 4) in ponovno namestite lovilnik vode (slika 1).
- Zamenjajte celotni lovilnik vode vsak mesec oz. pogosteje, če instrument nakazuje, da je to potrebno.

Čiščenje

- Nobenega dela lovilnika vode ni treba čistiti.

Opozorilo

- Nikoli ne dovolite, da bi v ohišje filtra vstopil detergent.
- Nikoli ne potiskajte zraka skozi lovilnik vode.

Soumi

Toiminta ja käyttötarkoitus

Artema Technology DRYLINE™ II -vedenerotin suojaa kaasuanalysaattoreita kosteudelta, eritteiltä, bakteerikontaminaatioilta ja pölyltä. Vedenerotin on tarkoitettu jatkuvaan anestesia- ja tehohoitokäyttöön. Se on tarkoitettu vain koulutetun hoitohenkilökunnan käyttöön.

Ennen käyttöä huomioitavat ohjeet

- Asenna vedenerotin kohdistamalla se kiinnikkeeseen ja työntämällä varovasti paikalleen (kuva 1). Varmista lukkiutuminen vetämällä vedenerotinta, jonka on oltava kunnolla paikallaan.
- Kytke Artema Technology DRYLINE™ Sampling Line, Adult -näytteenottoletku (väritön putki) kaasunäyteliitäntään.
- Suorita ennen käyttöä testi (katso kaasuanalysaattorin käyttöohje).

Varoitus

- Tähän laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.
- Kytke vedenerottimeen ainoastaan Artema Technology aikuisten kaasunäytteenottoletkuja. Muiden letkujen, kuten IV-letkujen liittäminen saattaa olla mahdollista, mutta tämä voisi vahingoittaa potilasta.
- Älä käytä vedenerotinta Artema Technology DRYLINE™ Sampling Line, Neonate -näytteenottoletkujen kanssa (sininen putki).
- Käsittele vedenerottimen sisältöä samalla tavalla kuin mitä tahansa ruumiin nestettä.

Vedenerottimen tyhjentäminen/vaihtaminen

- Enimmäistyhjennysväli normaalissa käytössä (37 °C, 100 % suhteellinen kosteus) on 17 tuntia (200 ml/min) ja 26 tuntia (120 ml/min).
- Poista vedenerotin painamalla liitännässä olevaa kiinnikettä ja vetämällä vedenerottimen ulos (kuva 2).
- Tyhjennä vedenerotin kiertämällä ja vetämällä säiliötä suodatinkoteloon nähden. Tyhjennä säiliö (kuva 3 & 4) ja asenna vedenerotin takaisin paikalleen (kuva 1).
- Vaihda koko vedenerotin kerran kuukaudessa tai useammin, jos kaasuanalysaattori osoittaa vaihtamistarvetta.

Puhdistus

- Vedenerottimen osia ei ole tarkoitettu puhdistettaviksi.

Varoitus

- Älä koskaan päästä vedenerottimeen puhdistusainetta.
- Älä koskaan pakota ilmaa vedenerottimen läpi.

Svenska

Funktion och avsedd användning

Artema Technology DRYLINE™ II vattenfälla skyddar gasanalyatorer från fukt, sekret, bakteriell smitta och damm. Den är avsedd för kontinuerlig användning inom narkos- och intensivvård och endast av legitimerad medicinsk personal.

Instruktioner före användning

- Vid installationen av vattenfällan ska den riktas in mot hållaren och försiktigt skjutas på plats (Figur 1). Kontrollera att låsmekanismen fungerar genom att försiktigt dra i vattenfällan som då ska sitta ordentligt fast.
- Anslut en Artema Technology DRYLINE™ Sampling Line, Adult (ofärgad slang) till Luerkopplingen på vattenfällan.
- Utför ett uppstartstest för att bekräfta att utrustningen fungerar normalt (se bruksanvisningen till gasmätningsutrustningen).

Varning

- Modifiering av utrustningen är inte tillåten.
- Anslut endast Artema Technology samplingsslangar till vattenfällan. Andra slangar, t.ex. IV-slangar, kan passa till vattenfällans anslutning men användning av dessa kan innebära patientfara.
- Använd inte tillsammans med Artema Technology samplingsslangar för neonatalbruk (blå slang).
- Hantera innehållet i vattenavskiljaren som du hanterar vilken kroppsvätska som helst.

Tömning/byte av vattenfällan

- Maximalt tömningsintervall under normal användning (37 °C, 100 % RH) är 17 timmar vid 200 ml/min och 26 timmar vid 120 ml/min.
- Ta bort vattenfällan genom att trycka på hållarens frigöringsknapp och sedan dra den rakt ut (Figur 2)
- Vrid och dra bågaren i förhållande till filterhuset då vattenfällan ska tömmas. Töm bågaren (Figur 3 & 4) och sätt tillbaka vattenfällan (Figur 1).
- Byt ut hela vattenfällan en gång i månaden, eller oftare om gasmätningsutrusningen anger det.

Rengöring

- Inga delar av vattenfällan är avsedda att rengöras.

Varning

- Se till att inga rengöringsmedel kommer in i filterhuset.
- Tvinga aldrig luft igenom vattenfällan.